

## CFA-400RA 4K対応手術顕微鏡用カメラアダプタ

CFA-400RAは、弊社製4K・2Kカメラ用に対応した手術顕微鏡用高性能カメラアダプタです。高性能レンズを使用することにより、色にじみの少ない高画質な映像を撮影が可能です。弊社従来のアダプタより、体積比57%、重量比52%に小型、軽量化を実現しました。従来からのオートアイリス、リモートフォーカス機能付きのアダプタです。

CFA-400RA  
(フォーカスリモコン付き)



## [定格]

- 手術顕微鏡マウント : ツァイス、トプコン、タカギ、ライカ(変換マウントにて対応)
- センサーサイズ : 1/3又は1/2.8型 (16:9画面で使用可能)
- レンズマウント : Cマウント
- 焦点距離 : f=53mm(固定焦点)
- 電 源 : DC12V±10% (カメラヘッドより供給)
- 消費電流 : DC12V時 300mA以下
- アイリス動作 : 動作電圧 クローズ 2.3±0.2V  
オープン 7.3±0.2V
- フォーカス動作 : 電動 (NEAR→FAR)
- アイリスケーブル長 : 200mm±20mm(コネクタ先端より)
- 寸法 : アダプタ本体 W51mm × H70mm × D58.5mm  
(突起物を除く) : フォーカスリモコン W66.5mm × H92mm × D28mm
- 質 量 : アダプタ本体 260g以下

## [特徴]

## ■高解像度

4Kカメラの解像度に対応した高性能のレンズを用い、4K、2Kカメラとの組み合わせ時に高い解像度を確保できます。

## ■小型・軽量

弊社従来機種(CFA-400R)と比較して体積比57%、重量比52%に小型、軽量化を実現しました。

## ■オートアイリス

光学式絞りを電動で自動調光する機能があり、絞りの無いアダプタと比較して、深い被写界深度を得ることができます。

## ■フォーカスコントロール

術者の顕微鏡の視野のフォーカスに、カメラ映像のフォーカスを合わせる補正機能を有しています。

フォーカスリモコンから操作できますので、術者の視野に影響を与えず術中であっても画面上の補正操作が可能です。

## ■光軸調整機構

画面上におけるセンター調整が可能です。

Ikegami



ISO 9001 認証 ISO 14001 認証  
JQA-0755 JQA-EM3888

池上通信機株式会社

本社: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16  
TEL.(03)5700-1111

お問い合わせは

■ URL <http://www.ikegami.co.jp/>

営業・マーケティング本部: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211 代表  
大 阪 支 店: 〒564-0052 吹田市広芝町9-6 第1江坂池上ビル ☎(06)6389-2833  
名古屋支店: 〒465-0051 名古屋市長東区社が丘1-1506 加藤第2ビル ☎(052)705-6521 代表  
札幌営業所: 〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-2札幌泉第2ビル5F ☎(011)231-8218 代表  
仙台営業所: 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14富士フィルム仙台ビル6F ☎(022)292-2420 代表  
福岡営業所: 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-7-10 STビル4F ☎(092)451-2521 代表

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。