

## Mobile Surgical Camera Stand Line up

移動式術野カメラスタンド ラインアップ

- 外形寸法：H1773～2403 mm
- ※床面からカメラ雲台取付金具まで
- 脚 幅：W780×D907 mm
- 質 量：約 90.0 kg
- 水平長（アーム長）：最長約 1614 mm
- ※カメラ雲台取付金具まで
- 搭載可能カメラ質量：約 4.0 kg
- アーム可動域：+40° / -60°（垂直方向）



### Surgical Camera Arm Stand

術野カメラスタンド

1

#### 必要な機器をコンパクトに設置

モニタ取付金具は最大 2 式、機器設置用のパネルも最大 2 枚まで追加可能※  
モニタリングに必要な機器をスタンドへコンパクトに集約することで、省スペース化を実現します。  
※いずれも追加はオプション対応

2

#### ストレスフリーな高さ調整

スタンドの高さはニュートラルに調整可能。  
機器搭載時も軽い力で昇降が可能です。  
安全を考慮したロック機能付き。

3

#### 安心安全簡単なロック機構

2 段階ロック式のキャスターを採用。  
清潔な手を汚さずに、足でキャスターのロック ON/OFF を簡単に操作することができます。

### Mobile Arm Stand

モービルアームスタンド

1

#### カメラアングル

ジョイスティック雲台（手動クリップ型）を採用し、360° 回転する自由度の高いカメラアングルを提供します。

2

#### カメラを狙った位置にぴったり設置

アームはスムーズな動きで自由なアングルで止まるフリーストップアーム採用。  
撮影対象との距離や高さを好みの位置に固定できます。

3

#### 安全 & コンパクト設計

安心安全を保ちながら、足回りを極限まで小さく設計。  
モニタリング環境の省スペース化※を実現できます。  
※足回りサイズ 600×600(mm)

※バスケットはオプションです。  
※モニタ取付金具はオプションです。

- 外形寸法：H1610～2030 mm
- ※床面からアーム第 2 関節まで
- 脚 幅：W600×D600 mm
- 質 量：約 25.0 kg
- 水平長（アーム長）：最長約 1150 mm
- ※ジョイスティック雲台まで
- 搭載可能カメラ質量：約 1.5 kg
- アーム可動域：第 1 関節 90°  
第 2 関節 170°（垂直方向）

