

カメラケーブル互換表(1)

	MKC-301	MKC-302	MKC-303A	MKC-305	MKC-305D		MKC-305DR	ブーツ色	型名
MKC-301(黒)	●	-	-	-	-		-	黒	10m1本物 MCC1IPP-100
MKC-301(グレー)	●	●	●	●	●		●	グレー	
MKC-302	●	●	●	●	●		●	グレー	
MKC-303A	●	●	●	●	●		●	グレー	
MKC-305	●	●	●	●	●		●	グレー	
MKC-305D	●	●	●	●	●		●	グレー	
MKC-305DR	●	●	●	●	●		●	グレー	

注:スリーブが黒いものは、MKC-301のみ使用可。(その他の機種にはNG)
 スリーブがグレーのものは、300シリーズ全ての機種に使用可。

カメラケーブル互換表(2)

	MKC-501	MKC-503	MKC-503D	MKC-505	MKC-506	MKC-507(黒)	MKC-507(黄)	THD-311(黒)	THD-311(黄)	ブーツ色	型名
MKC-501	●	●	●	●	*	△		△		黒	HEAD側4m MCC5HPP-040 CCU側10m MCC5CJP-100
MKC-503	●	●	●	●	*	△		△		黒	
MKC-503D	●	●	●	●	*	△		△		黒	
MKC-505	●	●	●	●	*	△		△		黒	
MKC-506	*	*	*	*	●	*		*		黒	
MKC-507(黒)	△	△	△	△	*	●	-	●	-	新型:黄 旧型:黒	旧HEAD側5m MCC2HPP-050B 新HEAD側5m MCC2HPPE-050 旧CCU側10m MCC2CJP-100B 新CCU側10m MCC2CJPE-100
MKC-507(黄)	△	△	△	△	*	-	●	-	●		
THD-311(黒)	△	△	△	△	*	●	-	●	-		
THD-311(黄)	△	△	△	△	*	-	●	-	●		

注:△印は、ケーブル1式(HEAD側交換にて使用可能)。
 * MKC-506は10m1本ものの為、*印はケーブル入替にて使用可能。
 * MKC-507/THD-311は10m2本SET物の為、*印はケーブル2本入替にて使用可能。

カメラケーブル互換表(3)

	MKC-504	THD-310	THD-310S	THD-330	MCD-350	MKC-307	THD-340	THD-340F	THD-341F	SP-321	SP-321FLEX	SP-321FLEX II	L-0777	ブーツ色	型名
MKC-504	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	黒	HEAD側4m MCC4HPP-040 CCU側10m MCC4CJP-100
THD-310	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	黒	
THD-310S	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	黒	
THD-330	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	黒	HEAD側9m MCC0HPP-090 CCU側1m MCC0CJP-010
MCD-350	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	黒	
MKC-307	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	オレンジ	HEAD側5m MCC7HPP-050 CCU側10m MCC7CJP-100
THD-340	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	黒	1本物5m MCC6IPP-050 1本物7m MCC6IPP-070
THD-340F	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	黒	
SP-321 (THD-340)	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	黒	
SP-321FLEX (THD-340F)	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	黒	
THD-341F	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	黒	1本物5m MCC3IPP-050 1本物7m MCC3IPP-070
SP-321FLEX II (THD-341F)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	黒	
L-0777 (THD-341F)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	黒	

カメラケーブル互換表(4)

	MKC-230HD	MKC-700HD	MKC-704KHD	MKC-750UHD	MKC-800IR	MKC-X300	SP-FRexHD X5	MKC-210HD	MKC-X200	THD-23FHD	SP-321FLEXHD	L-0800HD	MKC-300HD	MKC-500HD	ブーツ色	型名
MKC-300HD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	グレー	HEAD側5m MCCDHPP-050 CCU側10m MCCDCJP-100
MKC-500HD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	グレー	
MKC-230HD	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	青	HEAD側5m MCCGHPP-050 CCU側10m MCCGCJP-100
MKC-700HD	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	青	
MKC-704KHD	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	青	
MKC-750UHD	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	青	
MKD-800IR	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	白	HEAD側5m MCCMHPP-050 CCU側10m MCCMCJP-100
MKC-X300	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	白	
SP-FRexHD X5 (MKC-X300)	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	白	
L-850HD (MKC-X300)	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	白	
MKC-210HD	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	黒	HEAD側5m MCCEIPP-050 CCU側10m MCCECJP-100
MKC-X200	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	黒	
THD-23FHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	青	1本物5m MCCFIPP-050 1本物7m MCCFIPP-070
SP-321FLEXHD (THD-23FHD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	青	
L-0800HD (THD-23FHD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	青	

MKC-X300はMKD-800IRと互換。(白ブーツ)