

－現場で使える“確かな技術”を、展示とセミナーで体感－

Ikegami Osaka Tech Showcase

会期 2026 年 10 月 15 日（木）、16 日（金）
開催時刻 10:00 ～ 17:00
会場 OMM ビル
展示会場 2 階 F2 ホール
セミナー会場 2 階 206 会議室
住所 〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-7-31

アクセス

京阪電車「天満橋」駅東口、
Osaka Metro 谷町線「天満橋」駅
北改札口から OMM 地下 2 階に連絡



アクセス詳細はこちら▲
(OMM ビル公式サイト)

ご挨拶 このたび 2026 年 10 月 15 日（木）、16 日（金）の 2 日間、大阪の OMM ビルにて「Ikegami Osaka Tech Showcase」と題し、内覧会を開催します。医薬市場で求められる生産の効率化や品質の向上に貢献する錠剤検査装置のフラッグシップモデル「TIE-10000」、全量検査が可能な末・顆粒剤検査装置「POIE-8000CA」、抜き取り粉体検査装置「PIE-C3」などの展示およびデモンストレーションを行います。

また、品質向上や省人化、AI 活用、補助金活用などをテーマとしたセミナーも同時開催します。一部セミナー終了後には、展示会場にて実機を用いた展示見学ツアーも実施します。

是非この機会に弊社製品をご覧頂たくご案内申し上げます。

主な出展機器

ユーザビリティを向上させた GUI、遠隔操作やリモートメンテナンスも実機でご紹介

錠剤検査装置 TIE-10000

- 最大 70 万錠 / 時の高速処理を実現 *φ5 mm FC 錠
- エリアセンサ撮像方式で良品受付率が向上（従来機比）
- 新開発特殊光学系による 10 視点全周検査で錠剤エッジ欠陥までも検出
- パターンマッチング処理により印刷不良文字などの検査精度が飛躍的に向上
- 池上独自の光学合成 3D 形状検査機能がさらに進化
- 品種登録支援機能を搭載



末・顆粒剤への異物混入対策に向け、全量検査と抜き取り検査のソリューションをご提案

全量 末・顆粒剤検査装置 POIE-8000CA

- 最大 200kg/ 時の処理量
- ロータリーノズルでスポット吸引
- 安定供給を実現するシャッター機構



抜き取り粉体検査装置 PIE-C3

- 100g の検体を 15 分で検査可能
- 省スペース設計



セミナーのご案内（無料）

■ セミナー+展示見学（製造現場ご担当者様向け） ■ セミナーのみ（マネージャー、管理職様向け）



※各セミナーの定員は20名です。事前申込制（先着順）となります。
 ※当日は展示会場（2F F2ホール）にて受付を行いますので、直接会場までお越しください。
 ※当日空きがある場合は、当日参加も可能です。
 ※展示見学の途中退場は自由です。
 ※機器展示のご見学のみでも、ぜひお気軽にご来場ください。

10月15日（木）

- ▶ 10:10 ①搬送姿勢の安定化
 -「勘」を「手順」に変える調整ノウハウ-
- ▶ 11:10 ②粉体・顆粒剤の異物混入対策
 -全量検査から抜き取り検査まで、
 最適な検査装置の選び方-
- ▶ 13:20 ③段取り替え
 -もっと速く・もっと楽に-
- ▶ 14:20 ④AI × Ikegami 検査装置
 -現在地とこれから-
- ▶ 15:20 ⑤検査の原理と精度
 -なぜ見えるのか、その限界はどこか-
- ▶ 16:20 ⑥省人化は何をもたらすか
 -その効果と見通し-

10月16日（金）

- ▶ 10:10 ①搬送姿勢の安定化
 -「勘」を「手順」に変える調整ノウハウ-
 - ▶ 11:10 ②AI × Ikegami 検査装置
 -現在地とこれから-
 - ▶ 13:20 ③段取り替え
 -もっと速く・もっと楽に-
 - ▶ 14:20 ④省人化は何をもたらすか
 -その効果と見通し-
 - ▶ 15:20 ⑤検査の原理と精度
 -なぜ見えるのか、その限界はどこか-
 - ▶ 16:20 ⑥省力化投資と補助金活用 ※
 -仕組みと最適な選択肢の紹介-
- ※本セミナーは、株式会社 Stayway による講演です。

Ikegami

池上通信機株式會社

【事前申込制】

ご来場のお申し込みは、担当営業または
お問い合わせフォームよりお願いいたします。

池上通信機株式会社 大阪支店 第二部門 TEL：06-6389-2833



お問い合わせフォーム