

病院内画像LAN配信システム

本システムは各手術室の映像(術野・全体)を院内のネットワーク錠に配信し、医局・病棟・外来などで手術の状況が確認できるネットワークです。クライアントからの閲覧は、権限・パスワード・配信許可など十分なセキュリティ対策を施しています。

画像エンコーダ・サーバ

<主な特長>


- 管理者だけが、閲覧可能なPC(IPアドレス)を設定することができます。
- 管理者だけが、ユーザー名、パスワードなどを設定することができます。
- 各配信画像ごとに配信するユーザーの設定が可能です。
- 各配信画像ごとに「放送する」・「放送しない」を設定できます。
- いつどのユーザーが閲覧したかの履歴を各配信画像ごとにログで確認できます。

クライアント

<主な特長>

- Media Player(Ver.6またはVer.7)で閲覧可能です。
- 画面サイズは「160×120」、「320×240」、「640×480」の3種類から選択できます。

導入システム例



Ikegami