



## ワイド液晶カラーモニタ

26型 **MLW-2623C**

2画面表示・26型 **MLW-2626C**

2画面表示・32型 **MLW-3226C**



MLW-2626C

### 10-bit 入力対応・10-bit 信号処理・10-bit 液晶パネル採用 (MLW-2623C/2626C/3226C)

10-bit 液晶パネルを採用。入力から表示まで10-bit 信号処理することにより、滑らかな階調表現が可能です。

### I/P 変換回路 (MLW-2623C/2626C/3226C)

ジャギーレス I/P 変換を搭載。HDTV をはじめ NTSC 及び PAL 信号に対して、ギザギザの少ない自然な映像表現が行えます。

### LED バックライト搭載パネル採用 (MLW-2623C/2626C)

LED バックライト搭載パネル採用により省電力を実現します。

### 多様な入力信号に対応 (MLW-2623C/2626C/3226C)

NTSC/PAL (コンポジット Y/C)、PC 入力 (アナログ RGB/ デジタル DVI-D) に対応できます。その他、SD/HD-SDI に対応可能です。

### 2 系統入力 / 2 画面表示 (MLW-2626C/3226C)

2種類の入力映像を2分割画面で同時に表示するサイドバイサイド、または親画面の中に子画面を表示するピクチャーインピクチャーが行えます。

### 上下・左右映像反転機能 (MLW-2623C/2626C/3226C)

手術顕微鏡等光学機器による光学反転(リバース)に対して、デジタル処理にてテレビ映像を正像に合わせる上下、左右映像反転機能を搭載しました。

### ユーザメモリ (MLW-2623C/2626C/3226C)

ホワイトバランスなどのカラープリセットを各入力毎に、8種類のメモリ設定が可能です。  
MLW-2623Cはフロントパネルから直接呼び出すことができます。

### DVI-D入力ケーブル長30m対応 (MLW-2623C/2626C/3226C)

ケーブル補償器を搭載。最大30mのDVI-Dケーブルに対応します。

### VESAマウントに対応 (MLW-2623C/2626C/3226C)

VESA規格に対応。アーム、壁掛け、またはシーリング等さまざまな設置方法を選択できます。  
MLW-2623C/2626C:100 x 100mm  
MLW-3226C:200 x 100mm

### 薄型設計 (MLW-2623C/2626C)

密閉タイプの薄型ケースを採用。82mmの薄型を実現しました。  
\*当社比

### [ビデオ入力対応信号表]

入力	対応信号	備考
Video/ S-Video	BNC×1,S端子×1 480i/59.94Hz (NTSC) 575i/50Hz (PAL-B)	スルーアウト付 (1 系統)
PC (アナログVIDEO 含む)	D-SUB 15Pin×1 VGA,SVGA,XGA,SXGA*3,WUXGA*3 HsVs,G-Sync,C-Sync対応(インターレース信号はG-Syncのみ) 480/60i,575/50i,720/50,60P,1080/50,60i,1080/50,60P	Y,Pb,Pr/RGB切替付 スルーアウト付(1 系統)
DVI	DVI-D*2 480/60i,575/50i,720/50,60P,1080/50,60i,1080/50,60P VGA,SVGA,XGA,SXGA*3,WUXGA*3	スルーアウト付 *2
SDI	BNC*1 SDTV:480/60i,575/50i HDTV:720/50P,720/60P,1080/60i,1080/50i	スルーアウト付 *1

\*1:MLW-2623Cはオプション対応にて1系統、MLW-2626C、3226Cは2系統。

\*2:MLW-2623Cは1系統、MLW-2626C、3226Cは入力2系統 出力1系統

\*3:Vf=60Hz,H/Vsyncのみ



82mm

