

Ikegami

DIGITAL PROCESS COMPACT 3CCD COLOR CAMERA

THD-341F

デジタルプロセス小型3CCDカラーカメラ



高性能1/2型IT CCDの採用に加え、最新の映像処理技術を凝縮した次世代デジタルプロセスIC (ASIC) を搭載。

高画質 (水平解像度850本、S/N62dB) ・高感度 (2000 lx / F11) を実現しています。

さらに、フルオレセインモード機能を標準装備。

眼科スリットランプとの親和性・運用性を高めています。

また、オプションにより静止画記録機能や静止画ファイリング機能、

DICOM送信機能なども搭載可能です。

