

ご挨拶

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度弊社では、平成30年6月27日から3日間、東京ビッグサイトで開催される「第31回インターフェックスジャパン」に出展します。医薬品錠剤の生産性や品質の向上に加え、付加価値を高めるご提案を行います。

ご多忙中のことは存じますが、是非この機会に弊社製品をご覧頂きたくご案内申し上げます。

池上通信機株式会社
平成30年5月吉日

第31回 **インターフェックス ジャパン**

医薬品
化粧品 洗剤 研究・製造技術展

会期：JUNE 27-29, 2018

10:00-18:00 (最終日のみ 17:00 終了)

会場：東京ビッグサイト 東ホール

VISUAL INSPECTION

TIE-9000 SERIES 錠剤検査装置

- 独自の光学合成 3D 形状検査
- 容易な品種切替、多品種の検査工程に最適
- 装置設置時間を大幅に短縮
- 最大 60 万錠／時の処理能力



X-RAY INTERNAL INSPECTION

X 線錠剤内部検査装置 TIE-XR

- 業界初 錠剤全数検査に対応
- SUS (ステンレス)、ガラス、樹脂を検出
- 最小φ0.3mm 異物が検出可能
- 最大 80 万錠／時の高速処理



INK-JET PRINTING

インクジェット錠剤印刷検査装置 TIE-9000P

- 業界最速 最大 50 万錠／時の処理能力
- 600dpi の高画質インクジェット両面印刷
- 印刷検査に対応
- 多品種対応
- 顔料・染料に対応
- コストパフォーマンスに優れたインクジェット印刷



お問い合わせは

池上通信機株式會社

営業本部 インспекションソリューション営業部

〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16

☎03-5748-2255

大阪支店

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-6 第1江坂池上ビル

☎06-6389-2833

ご案内申し上げたのは

Ikegami

www.ikegami.co.jp